

Linea ANIONICA

PREVENIRE L'IPOCALCEMIA CLINICA E SUBCLINICA NEL POST PARTO

L'utilizzo di un corretto livello di Sali anionici nella razione delle bovine in steaming up permette di aumentare l'assorbimento intestinale di calcio e la mobilizzazione di calcio dalle ossa, aumentando il livello del calcio nel sangue.

Al maggiore livello ematico di calcio nel preparto, è associato un minor rischio di incorrere in:

- ipocalcemia nel postparto
- ritenzioni di placenta
- metriti e endometriti
- chetosi secondarie

LINEA ANIONICA SIVAM

Nome prodotto	Dosaggio	Confezione	Note
Premaman Full Anionic GPR	800-1500 g/capo/gg	Sacco 25 kg	Contiene minerali, vitamine, additivi e Sali anionici per la totale copertura dei fabbisogni della bovina ad alta produzione in steaming up; conforme ai disciplinari di produzione del Grana Padano e del Parmigiano-Reggiano.
Premaman Anionic	300-600 g/capo/gg	Sacco 25 kg	Contiene minerali, vitamine, additivi e sali anionici per la totale copertura dei fabbisogni della bovina di media produzione in tutto il periodo di asciutta.
Premaman Anionic GPR	300-600 g/capo/gg	Sacco 25 kg	Versione di Premaman Anionic conforme ai disciplinari di produzione del Grana Padano e del Parmigiano-Reggiano.
Premaman CAB Omni	300-350 g/capo/gg	Sacco 25 kg	Contiene minerali, vitamine, additivi e sali anionici per la totale copertura dei fabbisogni della bovina da latte a partire da 4 settimane prima del parto. Contiene additivi che stimolano le difese immunitarie.
Anion Fluid	400/600 g/capo/gg	Tanica 20 kg Fusto 215 kg	Mangime liquido che apporta solo l'integrazione anionica. Di facile applicazione per chi non può fare una alimentazione differenziata nello steaming up. Conforme ai disciplinari di produzione di Grana Padano e Parmigiano-Reggiano.



Società Italiana Veterinaria Agricola Milano
Casalpusterlengo (LO)
Tel. 0377 8341 - Fax 0377834280
info@sivamspa.it - www.sivamspa.it

MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA GRAZIE AGLI STRUMENTI SIVAM

Immunity check APP

L'utilizzo corretto dei prodotti della linea Anionica di SIVAM è volta alla prevenzione dei problemi del periparto legati all'ipocalcemia clinica e subclinica.

Il ritorno dell'investimento derivato dalla riduzione dei problemi nel periparto può essere monitorato con l'Immunity check APP; strumento di monitoraggio esclusivo del servizio tecnico SIVAM.

Monitoraggio pH urine

Il Servizio Tecnico SIVAM si mette a disposizione per effettuare il monitoraggio sistematico del pH delle urine che permette di regolare la dose dei prodotti della linea Anionica in base alla reale risposta metabolica delle bovine.

